

# Trochanter



**Trochanter se používá k chirurgické augmentaci. Vyplní oblast, kde je kostní tkáň nedostatečná.**

**Definice:** Muskuloskeletální tkáň lidského původu alogenní, sterilní, zmrazená.

**Složení:** Kortikospongiózní kostní tkáň. Různé rozměry. Tkáně mohou obsahovat stopy antibiotika gentamicin.

**Balení:** Každá tkáň je individuálně vakuově balena do fóliových obalů. Primární obal je vložen do sekundárního obalu a poté do terciárního obalu, který obsahuje kapsu s finálním štítkem. Terciární obal je finálním ochranným obalem.

**Skladování:** Skladujte při teplotě  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $-39,9\text{ }^{\circ}\text{C}$  max. 1 měsíc a při teplotě  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  a nižší do data expirace uvedeného na štítku.

**Expirace:** 5 let od data zpracování tkáně v případě skladování při teplotě  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  a nižší.

**Indikace:** Rekonstrukční operace v chirurgii, ortopedii, traumatologii a sportovní medicíně a spondylochirurgii.

**Příprava tkáně k použití:** Vyjměte tkáň a rozmrazte ji ponořením do sterilního fyziologického roztoku při pokojové teplotě a počkejte, dokud se tkáň zcela nerozmrazí, minimálně 30 minut.