


Mešovaný kožní štěp



Použití kožních štěpů je výhodné při léčbě rozsáhlých popálenin. Kožní transplantát se používá jako dočasný obvaz, který snižuje bolestivost obnažené rány, snižuje evaporační ztráty vody a zlepšuje reepitelizaci.

Definice: Dermoepidermální tkáň lidského původu alogenní, sterilní, konzervovaná chladem v glycerolu.

Složení: Dermoepidermální tkáň v prouzcích mešovaná v poměru 1:1,5 nebo 1:3 a konzervovaná v 85% glycerolu. Tkáně mohou obsahovat stopy antibiotika penicilin, vankomycin a streptomycin.

Balení: Každá tkáň je individuálně balena do plastového kontejneru, který je uzavřen šroubovacím víkem s pojistkou. Primární obal je označen finálním štítkem. Tento primární obal je vložen do sekundárního obalu a poté do ochranného terciárního obalu. Terciární obal je finálním obalem.

Skladování: Skladujte při teplotě +2 °C až +8 °C do data expirace uvedeného na štítku.

Exspirace: 2 roky od data zpracování tkáně v případě skladování při teplotě +2 °C až +8 °C.

Indikace: Popáleniny II. stupně, popáleniny III. stupně, chronické rány (např. ulcusy).

Příprava tkáně k použití: Proplachujte tkáň ve 1000 ml fyziologického roztoku po dobu 15 minut.